

TUNEL凋亡检测技术服务委托单

1. 委托日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

2. 服务项目

实验涉及项目 组织取材 组织固定 组织包埋
 组织切片 (石蜡 冰冻)

3. 样品说明

样本类型 石蜡切片 冰冻切片
 细胞 (需固定) 其它 _____
组织面积 $\leq 1\text{cm}^2$ $> 1\text{cm}^2$

备注: (组织面积超过 1cm^2 试剂使用量按 1cm^2 的倍数计算。)

显色方法 FITC
实验阴性对照 是 否
实验阳性对照 是 否

4. 背景资料

材料运输条件 干冰 冰袋 常温 其它 _____

5. 样品详细信息

如: 组别, 数量等

6. 实验周期

预实验1周（如需切片时间另计），正式实验1周至2周（视样品数而定）。

7. 相关服务

图像采集

8. 送样要求

- a. 组织切片应小于 $20\mu\text{m}$ ，生物安全等级超过生物安全等级III的，我们概不接受。
- b. 取材保持组织新鲜（组织块以小于 $2\text{cm}\times 1.5\text{cm}\times 0.3\text{cm}$ 为宜），立即放入固定液中（固定液用10%福尔马林液或4%多聚甲醛缓冲液，体积为组织块的10倍以上），避免干燥。
- c. 细胞（24孔板大小）请用4%多聚甲醛室温固定30min后，浸于足量的PBS中。

9. 实验结果

TUNEL检测实验结果提供典型视野照片1组。

客户确认：_____

日期：_____