

4. 实验条件 待检测指标条件 客户已优化 _____
 东澳提供条件优化 _____

上样量 _____ μg

待检测指标上样顺序 _____

5. 备注

6. 送样要求

- a. 提一种蛋白需要新鲜组织重量不少于50mg（依不同种的蛋白计算组织重量），组织必须用PBS清洗几次，-80℃放置一天。
- b. 样品细胞请客户提取出蛋白，寄送蛋白样品。

7. 注意事项

- a. 请客户将自己的具体要求详细写于备注中，仔细阅读送样要求。
- b. 如果客户提供分装抗体，请使用灭菌后的PCR管分装且抗体量不少于15 μl ，详细填写抗体公司货号等。
- c. 如果客户提供已定量蛋白，蛋白浓度达1.5 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$ 以上。
- d. 运输过程要求干冰运输。

客户确认: _____

日期: _____