

ACHN 人肾细胞腺癌细胞

货号：DA-C0051

种属：人肾腺癌细胞

细胞形态：上皮样

细胞背景：1979年建系，源自一名22岁患有肾细胞腺癌的白人男性的胸腔积液

生长特性：贴壁生长

培养基：MEM (NaHCO₃ 1.5g/L, Sodium Pyruvate 0.11g/L)+FBS 10%

培养条件：37℃, 5%CO₂, 95% air

细胞冻存：完全培养基+ 10% DMSO, 液氮储存

运输方式：常温运输，收到细胞时，请立即传代培养

供应限制：本产品只提供给进一步的科研使用，不可应用于临床

注意事项：

1、瓶中运输培养基不能再用，请换用加双抗的新培养基，细胞冻存后，培养基中不可加任何抗生素

2、收到细胞后，若发现培养瓶破损、有液溢出及细胞有污染，请及时做好照片记录并与我们联系

发表文章时，请注明 ACHN 人肾细胞腺癌细胞，购自西安东澳生物科技有限公司细胞库

示例图片

