

BGC-823 人胃腺癌细胞（低分化）

货 号：DA-C0045

来 源：人

细胞形态：上皮样

细胞背景：建自一位 62 岁的胃癌患者

生长特性：贴壁生长

培 养 基：RPMI-1640 (NaHCO₃ 1.5g/L, glucose 2.5g/L, Sodium Pyruvate 0.11g/L) + 10% FBS

培养条件：37°C, 5%CO₂, 95% air

细胞冻存：完全培养基+ 10% DMSO, 液氮储存

运输方式：常温运输，收到细胞时，请立即传代培养

供应限制：本产品只提供给进一步的科研使用，不可应用于临床

注意事项：

- 1、瓶中运输培养基不能再用，请换用加双抗的新培养基，细胞冻存后，培养基中不可加任何抗生素
- 2、收到细胞后，若发现培养瓶破损、有液溢出及细胞有污染，请及时做好照片记录并与我们联系

发表文章时，请注明 BGC-823 人胃腺癌细胞（低分化），购自西安东澳生物科技有限公司细胞库

示例图片

