

C6 大鼠胶质瘤细胞

货 号：DA-C0048

种 属：大鼠

细胞形态：成纤维细胞样

细胞背景：由 Benda 等用 N-亚硝基甲脒诱导的大鼠胶质瘤克隆，并经过一系列的体外培养和动物传代交替后建成的

生长特性：贴壁生长

培 养 基：DMEM+10%FBS

培养条件：37℃，5%CO₂，95% air

细胞传代：收到细胞后的第一次传代一般是 1:2，正常情况下 1:2-1:3 传代，2-3 天换液 1 次

细胞冻存：完全培养基+10% DMSO，液氮储存

运输方式：常温运输，收到细胞时，请立即传代培养

供应限制：本产品只提供给进一步的科研使用，不可应用于临床

注意事项：

- 1、瓶中运输培养基不能再用，请换用加双抗的新培养基，细胞冻存后，培养基中不可加任何抗生素
- 2、收到细胞后，若发现培养瓶破损、有液溢出及细胞有污染，请及时做好照片记录并与我们联系

发表文章时，请注明 C6 大鼠胶质瘤细胞，购自西安东澳生物科技有限公司细胞库

示例图片



