

Eca-109 人食管癌细胞

货 号: DA-C0038

种 属: 人食管

细胞形态: 上皮样, 多角形

细胞背景: 1973 年建系, 来自人食管中段鳞癌组织, 小块法原代培养建系

生长特性: 贴壁生长

培 养 基: RPMI-1640 (添加 NaHCO₃ 1.5g/L, glucose 2.5g/L, Sodium Pyruvate 0.11g/L)+ 10% FBS

培养条件: 37°C, 5%CO₂, 95% air

细胞传代: 收到细胞后的第一次传代一般是 1:2, 正常情况下 1:2-1:3, 两天换液一次

细胞冻存: 完全培养基+ 10% DMSO, 液氮储存

运输方式: 常温运输, 收到细胞时, 请立即传代培养

供应限制: 本产品只提供给进一步的科研使用, 不可应用于临床

注意事项:

- 1、瓶中运输培养基不能再用, 请换用加双抗的新培养基, 细胞冻存后, 培养基中不可加任何抗生素
- 2、收到细胞后, 若发现培养瓶破损、有液溢出及细胞有污染, 请及时做好照片记录并与我们联系

发表文章时, 请注明 Eca-109 人食管癌细胞, 购自西安东澳生物科技有限公司细胞库

示例图片

