

GP2-293 人胚肾上皮包装细胞

货 号：DA-C0023

来 源：人

细胞形态：上皮样

生长特性：贴壁生长

培养条件：37℃，5%CO₂，95% air

细胞冻存：完全培养基+ 10% DMSO，液氮储存

运输方式：常温运输，收到细胞时，请立即传代培养

供应限制：本产品只提供给进一步的科研使用，不可应用于临床

注意事项：

1、瓶中运输培养基不能再用，请换用加双抗的新培养基，细胞冻存后，培养基中不可加任何抗生素

2、收到细胞后，若发现培养瓶破损、有液溢出及细胞有污染，请及时做好照片记录并与我们联系

发表文章时，请注明 GP2-293 人胚肾上皮包装细胞，购自西安东澳生物科技有限公司细胞库

西安东澳生物科技有限公司

网址：<http://www.dongao-bio.com>

技术支持电话：029-86683393-6609

E-mail：dongao.bio@qq.com